


Anticorpo Monoclonal Anti-Smarcb1/Snf5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12824

Número do item: CM0006100



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SMARCB1/SNF5 humano (BAF47, INI1), validado por KO, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre remodelamento da cromatina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] mAb de coelho contra SMARCB1/SNF5
Observações/alias	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6598
ID do gene	6598
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q12824
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo