

Anticorpo Policlonal Anti-Smarcb1/Snf5 Para Wb, Elisa - Q12824

Número do item: CM0022078



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SMARCB1/SNF5 validado para WB e ELISA. Reage com Humano, Camundongo e Rato. Componente central do complexo de remodelagem da cromatina BAF com funções no controle do ciclo celular e supressão de tumores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMARCB1/SNF5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; SMARCB1/SNF5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6598
GeneID	6598
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12824
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo