

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smarcb1/Snf5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12824

Número do item: CM0030148



introdução

Anticorpo SMARCB1/SNF5 policlonal de coelho (Q12824) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Detecta a proteína BAF47 de 44kDa, um componente central do complexo de remodelação da cromatina SWI/SNF envolvido no controle do ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho SMARCB1/SNF5
Observações/Apêndice	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNFS; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144
Espécie	Humano
ID do Gene	6598 (Humano)
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do SMARCB1/SNF5 humano (NP_003064.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12824
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo