


Anticorpo Policlonais Anti-Smarcc2 Para Wb, Elisa - Q8Taq2

Número do item: CM0022498



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMARCC2 (BAF170), uma subunidade de remodelação da cromatina SWI/SNF. Adequado para WB e ELISA. Detecta SMARCC2 humano, de camundongo e de rato. Apoia a pesquisa em regulação transcricional, neurogênese e diferenciação mieloide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMARCC2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CSS8, Rsc8, BAF170, CRACC2, SMARCC2
Espécie	Humano
GeneID	6601
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 150-250 do SMARCC2 humano (NP_620706.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TAQ2
Peso Proteico	133kDa
Envio	Bolsa de gelo