

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smarcd1 Para Wb E Elisa - Q96Gm5

Número do item: CM0024887



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SMARCD1 (BAF60A), uma subunidade de remodelagem da cromatina SWI/SNF; confirmado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMARCD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSS11; Rsc6p; BAF60A; CRACD1; SMARCD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6602
GeneID	6602
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-515 do SMARCD1 humano (NP_003067.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96GM5
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo