

Anticorpo Policlonal Anti-Smarcd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92925

Número do item: CM0015805

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SMARCD2 (BAF60B), um fator de remodelação da cromatina. Validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMARCD2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SGD2; Rsc6p; BAF60B; CRACD2; PRO2451; SMARCD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6603
GeneID	6603
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 454-531 do SMARCD2 humano (NP_001091896.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92925
Peso Proteico	59kDa
Transporte	Saco de gelo