

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14683

Número do item: CM0008870



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SMC1 de alta qualidade validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com SMC1 humano e de camundongo (Q14683). Ideal para estudos de coesão cromossômica e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMC1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8243
GeneID	8243
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1134-1233 do SMC1 humano (Q14683).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14683
Peso Proteico	143kDa
Envio	Saco de gelo