

Anti-Smc1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q14683

Número do item: CM0025015



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMC1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta a proteína endógena SMC1 (~143 kDa) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas de coesão de cromossomos e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8243
GeneID	8243
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do SMC1 humano (NP_006297.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14683
Peso da Proteína	143kDa
Envio	Saco de gelo