

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smc3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Número do item: CM0002059



introdução

Anticorpo SMC3 monoclonal de coelho de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudos do complexo cohesina e coesão cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SMC3
Observações/Apelido	BAM; BMH; HCAP; CDLS3; CSPG6; SMC3L1; SMC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9126
ID do Gene	9126
Imunógeno	Peptídeo Sintético / Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1118-1217 do SMC3 humano (NP_005436.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UQE7
Peso Proteico	142kDa
Envio	Saco de gelo