

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Smc3 (Smc3 Pab) Para Wb, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Número do item: CM0023246



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao SMC3 humano, validado para WB, IP e ELISA. Reage com SMC3 humano e de camundongo. Adequado para pesquisa de coesão cromossômica, ciclo celular e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMC3 Rabbit pAb
Observações/Alias	BAM, BMH, HCAP, CDLS3, CSPG6, SMC3L1, SMC3
Espécie	Humano
GeneID	9126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 909-1199 do SMC3 humano (NP_005436.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UQE7
Peso Proteico	142kDa
Envio	Saco de gelo