

Anticorpo Monoclonal Anti-Smc4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ntj3

Número do item: CM0004714



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-SMC4 validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com Humano, Rato, Ratazana; detecta a proteína do complexo condensina SMC4, ~147kDa. Ideal para pesquisa em biologia cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho SMC4
Observações/Apelido	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10051
GeneID	10051
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1189-1288 da SMC4 humana (Q9NTJ3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	Q9NTJ3
Peso Proteico	147kDa
Envio	Saco de gelo