

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smc5 Para Wb E Elisa - Q8ly18

Número do item: CM0019391

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SMC5 humana, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em reparo de DNA e biologia dos telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMC5 Rabbit pAb
Observações/Alias	ATELS2; SMC5L1; SMC5
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 872-1101 da SMC5 humana (NP_055925.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IY18
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Bolsa de gelo