


Anticorpo Policlonal Anti-Smchd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - A6Nhr9

Número do item: CM0025626



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMCHD1, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece SMCHD1 humano e de rato (226 kDa). Ideal para estudos de silenciamento de cromatina, inativação de X e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMCHD1 pAb Coelho
Observações/Apelido	BAMS; FSHD2; SMCHD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23347
ID do Gene	23347
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1756-2005 do SMCHD1 humano (NP_056110.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	A6NHR9
Peso da Proteína	226kDa
Envio	Saco de gelo