


Anticorpo Policlonais Anti-Smek1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6In85

Número do item: CM0025447



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SMEK1 humana (PPP4R3A), uma subunidade reguladora de PP4. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reativo com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de reparo de danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMEK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	smk1; FLFL1; PP4R3; SMEK1; smk-1; PP4R3A; MSTP033; KIAA2010
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55671
GeneID	55671
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 395-594 de SMEK1 humano (NP_001271210.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6IN85
Peso Proteico	95kDa
Envio	Bolsa de gelo