


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Smg1 Para Wb E Elisa - Q96Q15

Número do item: CM0002672



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao SMG1 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar a via de decaimento do mRNA mediado por nonsense (NMD) e as vias de resposta ao estresse genotóxico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-SMG1
Observações/Apelido	ATX; LIP; 61E3.4; SMG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23049
GeneID	23049
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 3562-3661 do SMG1 humano (Q96Q15).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96Q15
Peso Molecular da Proteína	411 kDa
Envio	Em saco de gelo