


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smg7 Para Wb, Elisa - Q92540

Número do item: CM0018666



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMG7, um fator chave da degradação de mRNA mediada por nonsense. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de vigilância de mRNA e regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMG7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EST1C, SGA56M, C1orf16, SMG7
Espécie	Humano
GeneID	9887
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do SMG7 humano (NP_963863.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92540
Peso Proteico	127kDa
Envio	Bolsa de Gelo