

Anticorpo Monoclonal Anti-Smmhc/Myh11 Para Wb, Elisa - P35749

Número do item: CM0006556



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra SMMHC/MYH11 detecta miosina-11 humana, de camundongo e de rato em WB e ELISA. Ideal para estudos de contração de músculo liso e desenvolvimento de ensaios para DPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMMHC/MYH11 mAb de coelho
Observações/Apelidos	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4629
GeneID	4629
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1160-1313 da SMMHC/MYH11 humana (NP_002465.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35749
Peso da Proteína	227kDa
Envio	Bolsa de gelo