


Anticorpo Monoclonal Anti-Smmhc/Myh11 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35749

Número do item: CM0004986



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao SMMHC/MYH11 (miosina-11) humano, adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Imunógeno recombinante; 227 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMMHC/MYH11 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4629
ID do Gene	4629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1160-1313 do SMMHC/MYH11 humano (NP_002465.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35749
Peso Proteico	227kDa
Envio	Bolsa de gelo