


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smmhc/Myh11 Para Wb - P35749

Número do item: CM0016806



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SMMHC/MYH11 humana, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de contração do músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMMHC/MYH11 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4629
GeneID	4629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1680-1979 da proteína SMMHC/SMMHC/MYH11 humana (NP_001035203.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35749
Peso da Proteína	227kDa
Envio	Bolsa de gelo