


Anticorpo Monoclonal Anti-Smn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16637

Número do item: CM0010728



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SMN1 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Adequado para o estudo da montagem do spliceossomo, da biogênese de snRNPs e de pesquisas relacionadas à AME.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra SMN1
Observações/Apelidos	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6606
ID do Gene	6606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 103-200 da SMN1 humana (Q16637).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q16637
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo