

Anticorpo Policlonal Anti-Smn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16637

Número do item: CM0019791



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SMN1 humano (neurônio motor de sobrevivência 1). Validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre splicing e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-SMN1
Observações/Apelidos	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6606
GeneID	6606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-169 de SMN1 (NP_000335.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q16637
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo