

Anticorpo Policlonal Anti-Smn2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16637

Número do item: CM0015353



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMN2 humano, adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de montagem de snRNP spliceossomal e desenvolvimento de neurônios motores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Espécie	Humano
ID do Gene	6607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-197 da SMN2 humana (NP_059107.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16637
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo