

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16637

Número do item: CM0012841



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SMN2 humano (proteína de sobrevivência do neurônio motor). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para investigação de splicing, distúrbios neuromusculares e mecanismos de atrofia muscular espinhal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SMNC, BCD541, GEMIN1, TDRD16B, C-BCD541, SMN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-197 do SMN2 humano (NP_059107.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16637
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo