

Anticorpo Policlonal Anti-Smoc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4F8

Número do item: CM0023163

introdução

O pAb de Coelho SMOC1 é um anticorpo policlonal que reconhece a proteína SMOC1 humana e de murino. Adequado para Western blot (WB), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. O SMOC1 é uma proteína secretada de ligação ao cálcio essencial para o desenvolvimento dos olhos e dos membros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMOC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	OAS; SMOC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64093
GeneID	64093
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-250 do SMOC1 humano (NP_071420.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H4F8
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo