

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Smox Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwm0

Número do item: CM0015548



introdução

SMOX Rabbit pAb é um anticorpo policlonado direcionado à espermina oxidase, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com SMOX humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de poliaminas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMOX Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PAO; SMO; PAO1; PAOH; PAO-1; PAOH1; C20orf16; SMOX
Espécie	Humana
ID do Gene	54498
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-544 da SMOX humana (NP_787033.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NWM0
Peso Proteico	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo