


Anticorpo Policlonal Anti-Smpd1 / Asm Para Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Número do item: CM0024324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMPD1/ASM humano (esfingomielinase ácida). Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar metabolismo de esfingolípídios, doenças de depósito lisossomal e defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho SMPD1 / ASM
Observações/Apelido	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6609
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-340 do SMPD1 / ASM humano (NP_000534.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17405
Peso Proteico	70kDa
Remessa	Em saco de gelo