


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smpd1 (Validado Por Ko) Para Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - P17405

Número do item: CM0007145



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra SMPD1 humano (esfingomielinase ácida). Adequado para WB, IF-F, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para investigação do metabolismo de esfingolípido e doenças de armazenamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-SMPD1 (Validado por KO)
Observações/Alias	ASM; NPD; ASMASE; D1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6609
ID do Gene	6609
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-340 de SMPD1 humano (NP_000534.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P17405
Peso da Proteína	70 kDa
Envio	Saco de gelo