

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smpd2 Para Western Blot E Elisa - O60906

Número do item: CM0013373



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SMPD2 validado para WB e ELISA; detecta SMPD2 humano e reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a atividade da esfingomielinase e vias do metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMPD2 Coelho pAb
Observações/Apelido	ISC1; NSMASE; NSMASE1; SMPD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6610
ID do Gene	6610
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do SMPD2 humano (NP_003071.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60906
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo