


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Smpd3 Para Wb E Elisa - Q9Ny59

Número do item: CM0014148



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMPD3 (nSMase2) humano, adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a esfingomielina fosfodiesterase 3, envolvida na apoptose mediada por ceramida e na mineralização óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMPD3 Rabbit pAb
Observações/Alias	NSMASE2; SMPD3
Espécie	Humano
ID do Gene	55512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 416-655 da SMPD3 humana (NP_061137.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NY59
Peso da Proteína	71 kDa
Envio	Bolsa de gelo