


Anticorpo Monoclonal Anti-Smpd3/Nsmase2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ny59

Número do item: CM0007714



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SMPD3/NSMase2 humano (SWISS: Q9NY59). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de esfingolípídios, apoptose e mineralização óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMPD3/NSMase2 Rabbit mAb
Observações/Alias	NSMASE2; SMPD3/NSMase2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 461-655 da SMPD3/NSMase2 humana (NP_061137.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NY59
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo