


Anticorpo Policlonal Anti-Smtn Para Wb, Elisa - P53814

Número do item: CM0026317



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Smoothelina (SMTN) validado para WB e ELISA. Detecta SMTN humano, de rato e camundongo, uma proteína estrutural do citoesqueleto no músculo liso. Ideal para estudos de tecidos vasculares e contráteis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SMTN
Observações/Apelido	SMTN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6525
GeneID	6525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-325 da SMTN humana (NP_001193946.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53814
Peso Molecular da Proteína	99kDa
Transporte	Saco de Gelo