


Anticorpo Policlonal Anti-Smu1 Para Wb, Elisa - Q2Tay7

Número do item: CM0031089



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SMU1 humano, adequado para WB e ELISA. Detecta SMU1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre spliceossomo, mitose e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMU1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BWD; SMU-1; fSAP57; SMU1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55234
ID do Gene	55234
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do SMU1 humano (NP_060695.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q2TAY7
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo