

Anticorpo Policlonal Anti-Smug1 Para Wb E Elisa - Q53Hv7

Número do item: CM0014660

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SMUG1 validado para WB e ELISA. Reage com SMUG1 humano e de camundongo, uma glicosilase de DNA de uracila seletiva de fita simples envolvida no reparo por excisão de bases. Ideal para estudos de danos e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMUG1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FDG; UNG3; HMUDG; SMUG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23583
ID do Gene	23583
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do SMUG1 humano (NP_055126.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q53HV7
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo