


Anticorpo Monoclonal Anti-Smurf2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau4

Número do item: CM0006702



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra SMURF2 humano (Q9HAU4), com reatividade em humanos e camundongos. Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Desenvolvido com imunógeno recombinante (aa 201-290). Ideal para estudos sobre a função da ligase E3 de ubiquitina e a sinalização de TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra SMURF2
Observações/Apelido	SMURF2; ligase E3 de ubiquitina-proteína SMURF2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	64750
ID do gene	64750
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-290 da SMURF2 humana (Q9HAU4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9HAU4
Peso da proteína	86 kDa
Envio	Bolsa de gelo