

Anticorpo Policlonal Anti-Smyd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nb12

Número do item: CM0020139

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SMYD1 (proteína 1 contendo domínio SET e MYND), um repressor da histona H3K4 metiltransferase crítico para a diferenciação de cardiomiócitos. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMYD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	150572
GeneID	150572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 da SMYD1 humana (NP_938015.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NB12
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo