


Anticorpo Monoclonal Anti-Smyd3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Número do item: CM0006979



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho SMYD3 para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com a proteína SMYD3 humana, de camundongo e de rato (49 kDa). Adequado para pesquisa de modificação de cromatina e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMYD3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64754
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do SMYD3 humano (Q9H7B4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H7B4
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo