


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Smyd3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Número do item: CM0018187



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho anti-SMYD3 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. Utilizado em pesquisas de metilação de histonas e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMYD3 Rabbit pAb
Observações/Alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64754
ID do Gene	64754
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do SMYD3 humano (NP_001161212.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H7B4
Peso da Proteína	49kDa
Transporte	Bolsa de gelo