

Anticorpo Policloal Anti-Smyd5 De Coelho Para If/Icc, Elisa - Q6Gmv2

Número do item: CM0030464

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SMYD5 humano (ZMYND23), uma proteína-lisina N-trimetiltransferase envolvida no alongamento da tradução, modificação de histonas e regulação de células-tronco embrionárias. Validado para imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMYD5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RRG1; RAI15; NN8-4AG; ZMYND23; SMYD5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 do SMYD5 humano (NP_006053.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6GMV2
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo