

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Snai1 (Snail) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Número do item: CM0029534



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a Snail (SNAI1) humano validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta ortólogos de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de EMT, câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Snail Coelho pAb
Observações/Apelidos	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6615
GeneID	6615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 do Snail humano (NP_005976.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95863
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo