

## Anticorpo Policlonal Anti-Snail Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095863

Número do item: CM0013823



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Snail humano (SNAI1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transição epitélio-mesenquimal (EMT) e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Descrição                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | Snail Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observações/Alias   | SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAIL1; dj710H13.1; Snail                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 6615                                                                                                                                |
| GeneID              | 6615                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-267 de Snail humano (NP_005976.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                            |
| SWISS               | O95863                                                                                                                              |
| Peso da proteína    | 29 kDa                                                                                                                              |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                       |