

Anticorpo Policlonal Anti-Snail (Snai1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Número do item: CM0031065



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Snail/SNAI1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos sobre transição epitélio-mesenquimal e progressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Snail Rabbit pAb
Observações/Apelido	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6615
GeneID	6615
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-267 do SNAI1 humano (NP_005976.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95863
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo