


Anticorpo Policlonal Anti-Snap23 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000161

Número do item: CM0018387



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SNAP23 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para estudar a fusão de membranas mediada por SNARE em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNAP23 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SNAP-23; SNAP23A; SNAP23B; HsT17016; SNAP23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8773
GeneID	8773
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-211 do SNAP23 humano (NP_003816.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00161
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo