

Anticorpo Policlonal Anti-Snap25 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P60880

Número do item: CM0016370



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SNAP25 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa para função sináptica e liberação de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNAP25 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SUP, RIC4, SEC9, SNAP, CMS18, RIC-4, SNAP-25, bA416N4.2, dj1068F16.2, SNAP25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6616
ID do Gene	6616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-206 do SNAP25 humano (NP_570824.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60880
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo