

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Snap25 Para Wb, Elisa - P60880

Número do item: CM0006600



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SNAP25 humano (P60880), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e função sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNAP25 Rabbit mAb
Observações/Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2; SNAP25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6616
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P60880
Peso Proteico	23kDa
Envio	Bolsa de gelo