

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Snap29 Para Wb E Elisa - 095721

Número do item: CM0031079



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra SNAP29 humano para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em autofagia, fusão de membranas e ciliogênese. 29kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNAP29 Rabbit pAb
Observações/Alias	CEDNIK; SNAP-29; SNAP29
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9342
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-258 do SNAP29 humano (NP_004773.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095721
Peso Molecular da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo