

Anticorpo Policlonal Anti-Snape2 Para Wb E Elisa - Q13487

Número do item: CM0022730

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SNAPC2, uma subunidade chave do complexo proteico ativador de snRNA. Validado para western blot e ELISA, reconhece SNAPC2 humana e de camundongo (~36 kDa). Ideal para estudos de regulação da transcrição e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNAPC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SNAP45; PTFDELTA; SNAPC2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6618
GeneID	6618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-100 da SNAPC2 humana (NP_003074.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q13487
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo