

## Anticorpo Policlonal Anti-Snapin Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95295

Número do item: CM0014039

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SNAPIN humano (SNAPAP, BLOC1S7), uma proteína associada a SNARE envolvida na biogênese de lisossomos e tráfego de vesículas. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SNAPIN Rabbit pAb                                                                                                                                 |
| Observações/Apelido | BLOS7; BORCS3; SNAPAP; BLOC1S7; SNAPIN                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 23557                                                                                                                                             |
| GeneID              | 23557                                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-136 do SNAPIN humano (NP_036569.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                          |
| SWISS               | O95295                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 15kDa                                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                      |