

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Snd1 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzf4

Número do item: CM0005766



introdução

Anticorpo monoclonal anti-SND1 recombinante de coelho [Validado por KO] para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Tem como alvo a endonuclease de miRNA de 102 kDa e o coativador transcricional p100/TDRD11. Ideal para pesquisa em regulação gênica e virologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SND1 [Validado por KO]
Observações/Apelido	p100; TDRD11; Tudor-SN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27044
GeneID	27044
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-285 da SND1 humana (NP_055205.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q7KZF4
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo