

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snd1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kzf4

Número do item: CM0030480



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SND1 humano, validado por knockout. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece SND1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre decaimento de miRNA e regulação transcricional. Matéria-prima de IVD de alta qualidade da CamelBio.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] SND1 pAb de Coelho                                                                                      |
| Observações/Apelido | p100; TDRD11; Tudor-SN; D1                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 27044                                                                                                                     |
| GeneID              | 27044                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-285 do SND1 humano (NP_055205.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q7KZF4                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 102kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                             |