


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snip1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tad8

Número do item: CM0018846



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SNIP1 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Essencial para o splicing de pré-mRNA, a sinalização de NF-κB e a biogênese de miRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	SNIP1 pAb de coelho
Observações/Apelido	PML1; PMRED; NEDHCS; SNIP1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	79753
ID do gene	79753
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 de SNIP1 humano (NP_078976.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q8TAD8
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo